




วิธีการแก้ปัญหา ในกรณีที่โปรแกรม Lab ใช้งานไม่ได้



เมื่อโปรแกรม Lab หรือโปรแกรมใด ๆ เกิดค้างขึ้นมา ให้ทำการกด 3 ปุ่มนี้ตรง คีย์บอร์ด
อันได้แก่ ปุ่ม **Ctrl Alt Delete** ทั้งสามปุ่มพร้อมกัน จะปรากฏหน้าจอตั้งรูปด้านล่างขึ้นมา
แล้วเลือกไปที่ **Start Task Manager**



จะปรากฏหน้าต่างภาพด้านล่าง ให้ทำการเลือกไปที่โปรแกรม Lab หรือโปรแกรมใด ๆ
ในที่นี่จะเป็นโปรแกรม Lab โดยให้คลิกเลือกที่ **Login to CDP 5000** แล้วคลิกที่ **End Task**
จะเป็นการปิดโปรแกรม Lab หรือโปรแกรมใด ๆ ที่ยังค้างอยู่ในเครื่อง




ส่วนอีกวิธีหนึ่งจะเป็นการปิดโปรแกรมโดยการเลือกส่วน Processes

กดปุ่ม **Ctrl Alt Delete** ทั้ง 3 ปุ่ม พร้อมกันเช่นเดิม

ในส่วนของหน้าจอ Windows Task Manager ให้เลือกไปที่ **Processes**

แล้วเลือกไปที่ **PacsViewer.exe** แล้วเลือก **End Process**



จะปรากฏหน้าจอด้านล่างแบบนี้ขึ้นมาให้กด **End Process** อีกครั้งนึง

